

Кроличья Поликлональная Антитело Против Nsf Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P46459

Артикул: CM0016897



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий NSF (Атфаза слияния везикул), валидированное для WB, IF/ICC, IP и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований трафика везикул и функции Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NSF кроличья pAb
Примечания/Синонимы	SKD2; DEE96; SEC18; NSF
Вид	Человек
ID гена (человек)	4905
ID гена	4905
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий аминокислоты 251-400 человеческого NSF (NP_006169.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46459
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом