

Кроличья Поликлональная Антитело Против Nsf1C (P47) Для Вб, Иф/Икк, Ип, Ифа — Q9Unz2

Артикул: CM0025325



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого NSFL1C/p47, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований, связанных с Гольджи, митозом и VCP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NSFL1C Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	P47; UBX1; UBXD10; UBXN2C; dj776F14.1
Вид	Человек
ID гена (человек)	55968
ID гена	55968
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-185 человеческого NSFL1C (NP_057227.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNZ2
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Сумка-холодильник