

## Кроличыи Поликлональные Антитела К Nsl1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q96Iy1

Артикул: CM0025783



### введение

Кроличыи поликлональные антитела к NSL1, валидированные для методов WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают белок кинетохора человека NSL1, критически важный для выравнивания и расхождения хромосом при митозе. Идеально подходят для исследований клеточного цикла и кинетохоров.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | NSL1 кроличыи поликлональные антитела (pAb)                                                                                  |
| Примечания/Синонимы       | DC8, MIS14, C1orf48, NSL1                                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                      |
| GeneID (человек)          | 25936                                                                                                                        |
| GeneID                    | 25936                                                                                                                        |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-281 NSL1 человека (NP_056286.3). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                      |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                      |
| SWISS                     | Q96IY1                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 32 кДа                                                                                                                       |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                               |