

Поликлональные Антитела Против Nsmf Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q6X4W1

Артикул: CM0027837

введение

Кроличы поликлональные антитела к NSMF для Вестерн-блоттинга и ИФА; выявляют NSMF человека и мыши (также известный как NELF или HN9) — синаптоядерный сигнальный фактор рецептора NMDA с молекулярной массой 60 кДа, участвующий в нейронной миграции и цитоархитектуре дендритов. Идеально подходит для нейробиологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к NSMF
Примечания/алиасы	HN9; NELF; NSMF
Вид	Человек
ID гена (человек)	26012
ID гена	26012
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 226-505 человеческого NSMF (NP_001124443.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q6X4W1
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Холодовая упаковка