

Поликлональное Антитело Anti-Nsrp1 Для Wb, Elisa - Q9H0G5

Артикул: CM0022667

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на NSRP1 (CCDC55/NSrp70), валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реактивностью с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сплайсинга пре-мРНК и динамики ядерных спекл.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NSRP1
Примечания/синонимы	CCDC55; NSrp70; HSPC095; NEDSSBA; NSRP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	84081
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–280 человеческого NSRP1 (NP_115517.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H0G5
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом