

Анти-Nsun2 Моноклональное Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q08J23

Артикул: CM0006956

введение

Кроличье моноклональное антитело NSUN2, валидированное для вестерн-блота, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции, иммунопреципитации и ELISA. Обнаруживает человеческий и мышиный NSUN2, РНК-метилтрансферазу, участвующую в модификации tRNA/mRNA и развитии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NSUN2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
Вид	Человек
Gene ID (человек)	54888
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 617-708 человеческого NSUN2 (NP_060225.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q08J23
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Ледяной пакет