

Поликлональное Антитело Против Nsun2 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии В Парафиновых Срезах, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q08J23

Артикул: CM0028055

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против NSUN2, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии в парафиновых срезах, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Нацелено на человеческий белок NSUN2 (Q08J23) с перекрестной реактивностью к мышиному и крысиному белку. Идеально для исследований метилирования РНК и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против NSUN2
Примечания/Альтернативные названия	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54888
GeneID	54888
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 617-708 человеческого белка NSUN2 (NP_060225.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия в парафиновых срезах, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q08J23
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом