

Поликлональное Кроличье Антитело К Nsun3 Для Wb И Elisa — Q9H649

Артикул: CM0016153

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого NSUN3, митохондриальной тРНК-метилтрансферазы, ассоциированной с COXPD48. Валидировано для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NSUN3
Примечания/синонимы	MST077; COXPD48; MSTP077; NSUN3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	63899
Идентификатор гена	63899
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого NSUN3 (NP_071355.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H649
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом