


Поликлональные Антитела К Nsun5 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q96P11

Артикул: CM0025617



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку NSUN5 человека (NOL1/p120), валидированные для методов WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью к мышь и крысе. Исследуйте роль 28S рРНК-метилтрансферазы в трансляции белков, развитии организма и синдроме Вильямса-Бойрена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к NSUN5
Примечания/Синонимы	NOL1; p120; NOL1R; NSUN5A; WBSCR20; WBSCR20A; p120(NOL1); NSUN5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55695
GeneID	55695
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 127-429 NSUN5 человека (NP_060514.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96P11
Молекулярная масса	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом