


Моноклональное Кроличье Антитело Anti-Nt5E/Cd73 — P21589

Артикул: CM0006191



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого NT5E/CD73, валидированное для WB, IHC-P, IF-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований нуклеотидазной активности и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к NT5E/CD73
Примечания/синонимы	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Вид	Человек
GeneID (человек)	4907
GeneID	4907
Иммуноген	Рекомбинантный белок/рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-547 человеческого NT5E/CD73 (NP_002517.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P21589
Молекулярная масса белка	57 кДа/63 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом