

Кроличье Поликлональное Антитело К Ntf3 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P20783

Артикул: CM0029393



введение

Кроличье поликлональное антитело, распознающее человеческий NTF3 (Нейротрофин-3) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований выживаемости нейронов и нейротрофических факторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NTF3 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4908
ID гена	4908
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-257 человеческого NTF3 (NP_002518.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P20783
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	В сумке со льдом