


Поликлональные Кроличьи Антитела К Ntmt1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Bv86

Артикул: CM0029462



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела к человеческому NTMT1 (N-концевой метилтрансферазе). Валидированы для WB, IF/ICC и ELISA; проявляют перекрестную реакцию с мышиными и крысиными белками. Подходят для исследования хроматина и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NTMT1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	NRMT; NRMT1; NTM1A; AD-003; HOMT1A; C9orf32; METTL11A; NTMT1
Вид	Человек
GeneID (человек)	28989
GeneID	28989
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BV86
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	С холодоэлементом