


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Ntpcr Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bsd7

Артикул: CM0018617



введение

Кроличыи поликлональные антитела к NTPCR, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают человеческий и мышинный NTPCR, связанный с раком нуклеозидтрифосфатазу. Идеальны для исследований метаболизма нуклеотидов и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NTPCR Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	THEP1, C1orf57, HCR-NTPase, NTPCR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84284
GeneID	84284
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 91-190 человеческого NTPCR (NP_115700.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BSD7
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом