

Поликлональное Антитело Anti-Nts Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции И Ифа — P30990

Артикул: CM0015218



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого NTS, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции нейротензина в метаболизме жиров и сокращении гладкой мускулатуры.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NTS Rabbit pAb
Примечания/синонимы	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
Вид	Человек
GeneID (человек)	4922
GeneID	4922
Иммуноген	Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24–148 человеческого NTS (NP_006174.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция, ИФА
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P30990
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом