

Поликлональная Кроличья Антитела Против Nts Для Вб, Игк-П, Ифа — P30990

Артикул: CM0013752



введение

NTS Rabbit pAb — это поликлональная антитела, распознающая нейротензин/нейромедин N человека, мыши и крысы. Валидирована для ВБ, ИГК-П и ИФА, она идеально подходит для изучения роли нейротензина в жировом обмене и регуляции гладкой мускулатуры.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NTS Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
Вид	Человек
ID гена (человек)	4922
ID гена	4922
Иммуноген	синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-170 человеческого NTS (NP_006174.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P30990
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодильный пакет