


Поликлональное Антитело Против Ntsr1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P30989

Артикул: CM0028068



введение

Высокоаффинное поликлональное антитело кролика против рецептора нейротензина 1 типа (NTSR1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белками человека и мыши. Подходит для исследований сигналинга GPCR и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NTSR1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NTR; NTSR1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4923
ID гена	4923
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого NTSR1 (NP_002522.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P30989
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	Сумка-хладопакет