

Кроличыи Поликлональные Антитела K Nuak1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O60285

Артикул: CM0018934

введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческой киназы NUAK1/ARK5, валидированные для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживают белки человека и крысы; идеально подходят для изучения путей клеточной адгезии, старения и прогрессирования рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUAK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARK5, NUAK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9891
GeneID	9891
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 362-661 человеческого NUAK1 (NP_055655.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O60285
Молекулярный вес белка	74кДа
Доставка	Сумка-холодильник