

Поликлональное Антитело Против Nuak2 Для If/Icc - Q9H093

Артикул: CM0023960

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NUA2 (SNARK), валидированное для иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии. Используется для исследований апоптоза, миграции клеток, сигнального пути Hippo и развития нервной трубки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUAK2 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	NUAK2; SNARK; NUA family kinase 2
Вид	человек
GeneID (Человек)	81788
GeneID	81788
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9H093
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	В пакете со льдом