

Поликлональное Антитело Anti-Nucb2 Для Wb, Elisa - P80303

Артикул: CM0014253

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий NUCB2, валидированное для WB и ELISA. Подходит для исследований кальциевого гомеостаза, энергетического метаболизма и сигналинга G-белков. Перекрёстно реагирует с белками человека и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к NUCB2
Примечания/синонимы	NEFA; HEL-S-109; NUCB2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4925
GeneID	4925
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 321–420 человеческого NUCB2 (NP_005004.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P80303
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом