

Анти-Nucks1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H1E3

Артикул: CM0022402

введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела к NUCKS1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, демонстрирующие перекрестную реактивность с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для изучения репарации ДНК посредством гомологичной рекомбинации и динамики хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUCKS1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	JC7; NUCKS; NUCKS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	64710
GeneID	64710
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого NUCKS1 (NP_073568.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H1E3
Молекулярный вес белка	27кДа
Доставка	Сумка со льдом