


Моноклональное Антитело Против Ядерного Матричного Белка P84 (Thoc1) Для Wb, Ip, Elisa — Q96Fv9

Артикул: CM0011268



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на ядерный матричный белок р84 (THOC1), с регистрационным номером SWISS Q96FV9. Подходит для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA с образцами человека, мыши и крысы. Для изучения комплекса TREX и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к ядерному матричному белку р84 (THOC1)
Примечания/синонимы	P84; HPR1; P84N5; DFNA86; ядерный матричный белок р84 (THOC1)
Вид	Человек
ID гена (человек)	9984
ID гена	9984
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350–450 ядерного матричного белка р84 (THOC1) человека (NP_005122.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96FV9
Молекулярная масса белка	76 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом