


Анти-Ядерный Матриксный Белок P84 (Thoc1) Кроличья Поликлональное Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Fv9

Артикул: CM0027912



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого THOC1/p84 (76 кДа). Подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью, крысой. Изучает экспорт мРНК, апоптоз, рак.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ядерный матриксный белок p84 (THOC1) Кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	P84; HPR1; P84N5; DFNA86; Ядерный матриксный белок p84 (THOC1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	9984
GeneID	9984
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 428-657 человеческого ядерного матриксного белка p84 (NP_005122.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96FV9
Молекулярный вес белка	76 кДа
Доставка	Сумка со льдом