

Кроличья Поликлональная Антитела Против Нуклеобиндина-1 (Nucb1) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q02818

Артикул: CM0021541



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий нуклеобиндин-1 (NUCB1/CALNUC), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследования функций кальций-связывающего белка Гольджи и передачи сигналов G-белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	NUCB1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	NUC; CALNUC; NUCB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4924
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 302-461 человеческого NUCB1 (NP_006175.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q02818
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	В пакете со льдом