

Поликлональные Антитела Против Nudc Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Y266

Артикул: CM0027519



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NUDC (белок миграции ядра nudC), валидированные для WB и ELISA. Подходят для обнаружения NUDC в образцах человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, 38 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUDC кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10726
GeneID	10726
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-331 человеческого NUDC (NP_006591.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y266
Молекулярный вес белка	38kDa
Доставка	Сумка со льдом