

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Nudc Для Wb И Elisa — Q9Y266

Артикул: CM0009737



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий NUDC, подходит для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Перекрёстно реагирует с NUDC мыши и крысы. Идеально подходит для изучения митоза, цитокинеза и нейрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к NUDC
Примечания/синонимы	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
Вид	Человек
GeneID (человек)	10726
GeneID	10726
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 232-331 человеческого NUDC (Q9Y266).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y266
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом