

Поликлональные Антитела Против Nudt15 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Nv35

Артикул: CM0027182



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NUDT15, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения метаболизма нуклеотидов, ответа на тиопуриновые препараты и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUDT15 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MTH2; NUDT15D; NUDT15
Вид	Человек
GeneID (человек)	55270
GeneID	55270
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-164 человеческого NUDT15 (NP_060753.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NV35
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	С ледяным пакетом