

Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Nudt15 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q9Nv35

Артикул: CM0013311



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NUDT15, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагируют перекрестно с мышинным и крысиным белком. Идеально подходят для изучения нуклеотидного метаболизма, ответа на тиопуриновые препараты и синтеза ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUDT15 Rabbit pAb
Примечания / Алиасы	MTH2; NUDT15D; NUDT15
Вид	Человек
GeneID (человек)	55270
GeneID	55270
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-164 человеческого NUDT15 (NP_060753.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NV35
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	С ледяным пакетом