

Поликлональные Антитела Против Nudt18 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Zvk8

Артикул: CM0028240



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого NUDT18 (MTN3), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследований повреждений ДНК/РНК и метаболизма нуклеотидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUDT18 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MTN3; NUDT18
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79873
GeneID	79873
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-323 человеческого NUDT18 (NP_079091.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6ZVK8
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	Сумка со льдом