

Поликлональное Антитело Против Nudt2 Для Wb, Elisa — P50583

Артикул: CM0026982



введение

Кроличье поликлональное антитело к NUDT2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA. Распознает NUDT2 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения функции Ар4А-гидролазы, декэппинга РНК и связанных с ним неврологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUDT2 Кроличье pAb
Примечания/алиасы	APAH1; IDDPN; NUDT2
Вид	Человек
ID гена (человек)	318
ID гена	318
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-147 человеческого NUDT2 (NP_001152.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50583
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Айс-бокс