


Поликлональные Антитела Против Nudt6 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицк И Ифа — P53370

Артикул: CM0018311



введение

NUDT6 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, нацеленные на человеческий NUDT6, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (ИФ/ИЦК) и иммуноферментного анализа (ИФА). NUDT6 гидролизует NADH и FAD и может регулировать пролиферацию клеток, что делает его ценным для исследований нуклеотидного метаболизма и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUDT6 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	GFG1; GFG-1; ASFGF2; FGF-AS; FGF2AS; NUDT6
Вид	Человек
ID гена (человек)	11162
ID гена	11162
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 121-316 человеческого NUDT6 (NP_009014.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФ/ИЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P53370
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Сумка-холодильник