


Кроличье Моноклональное Антитело Против Nuf2 Для Wb, Elisa - Q9Bzd4

Артикул: CM0003012



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против NUF2, валидированное для применения в WB и ELISA. Взаимодействует с человеческим NUF2, белком кинетохора, необходимым для сегрегации хромосом; прогнозируемая молекулярная масса 54 кДа. Идеально подходит для исследований клеточного цикла и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUF2 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	CDCA1; CT106; NUF2R; NUF2
Вид	Человек
GeneID	83540
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого NUF2 (Q9BZD4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BZD4
Масса белка	54 кДа
Доставка	Сумка со льдом