


Анти-Numb Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49757

Артикул: CM0027769



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого NUMB, подходящие для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают эндогенный NUMB в образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований нейрогенеза и эндоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUMB кролик pAb
Примечания/Псевдоним	S171; C14orf41; c14_5527; NUMB
Вид	Человек
ID гена	8650
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 521-640 человеческого NUMB (NP_003735.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49757
Молекулярный вес белка	71кДа
Доставка	Сумка со льдом