

Поликлональные Антитела Против Nup107 Для Вб, Ифа - P57740

Артикул: CM0013201



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому NUP107, валидированные для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА.

Обнаруживают NUP107 в образцах человека, мыши и крысы. NUP107 — белок ядерного порового комплекса, необходимый для сборки ЯПК и нефрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP107 кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; NUP107
Вид	Человек
ID гена (человек)	57122
ID гена	57122
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 766-925 человеческого NUP107 (NP_065134.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P57740
Молекулярная масса белка	106 кДа
Доставка	Холодовой пакет