

Моноклональные Антитела К Nup153 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P49790

Артикул: CM0006793



введение

Кроличьи моноклональные антитела CamelBio к NUP153 обнаруживают нуклеопорин 153 (154 кДа) человека, мыши и крысы для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Идеально подходят для изучения ядерной поры, нуклеоцитоплазматического транспорта и взаимодействия вируса с хозяином.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP153 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	N153; HNUP153; NUP153
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9972
GeneID	9972
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого NUP153 (P49790)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49790
Молекулярный вес белка	154kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент