

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Nup155 Для Wb, Elisa - O75694

Артикул: CM0004416



введение

Кроличыи моноклональные антитела против NUP155, валидированные для Вестерн-блота и ELISA. Распознают NUP155 человека и мыши – белок ядерного порового комплекса с молекулярной массой 155 кДа, необходимый для нуклеоцитоплазматического транспорта. Идеально подходят для исследований клеточной биологии и механизмов транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP155 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	N155; ATFB15; NUP155
Вид	Человек
GeneID (человек)	9631
GeneID	9631
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 901-1050 человеческого NUP155 (NP_705618.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	O75694
Молекулярная масса белка	155кДа
Доставка	Сумка-холодильник