

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Nup160 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q12769

Артикул: CM0030666



### введение

Кролижье поликлональное антитело NUP160, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с реактивностью к человеческому белку. Нацелено на белок ядерной поры Nup160 (162 кДа), участвующий в транспорте мРНК. Идеально для исследования ядерных пор и нуклеоцитоплазматического транспорта.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | NUP160 Кроличье pAb                                                                                           |
| Примечания/Альтернативные названия | NPHS19; NUP160                                                                                                |
| Вид                                | Человек                                                                                                       |
| GeneID                             | 23279                                                                                                         |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, соответствующий аминокислотам 40-150 человеческого белка NUP160 (NP_056046.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                        |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                       |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                    |
| Перекрёстная реактивность          | Человек                                                                                                       |
| SWISS                              | Q12769                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 162 кДа                                                                                                       |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                             |