


Кроличья Поликлональная Антитело Против Nup205 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q92621

Артикул: CM0023641



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий NUP205, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышиным и крысиным белком. Идеально подходит для исследования функции ядерных поровых комплексов и механизмов нуклеоцитоплазматического транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP205 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	NPHS13; C7orf14; NUP205
Вид происхождения белка	Человек
ID гена (человек)	23165
ID гена	23165
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 10-120 человеческого NUP205 (NP_055950.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92621
Молекулярная масса белка	228 кДа
Доставка	Хладоэлемент