


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Nup210 (Gp210/Pom210) Для Wb, If/Icc, Elisa — Q8Tem1

Артикул: CM0021245



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на NUP210 (GP210, POM210) — мембранный гликопротеин ядерной поры с молекулярной массой 205 кДа. Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA, с перекрёстной реактивностью с образцами человека и мыши. Подходит для исследований сборки и транспорта ядерного порового комплекса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NUP210
Примечания/синонимы	GP210; POM210; NUP210
Вид	Человек
GeneID (человек)	23225
GeneID	23225
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 680-880 человеческого NUP210 (NP_079199.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q8TEM1
Молекулярная масса белка	205 кДа
Условия транспортировки	Хладагентный пакет