


Поликлональное Антитело Против Nup214 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — P35658

Артикул: CM0030911



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому NUP214 (белку CAN). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований нуклеоцитоплазматического транспорта и ядерных поровых комплексов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP214 кроличье пАт
Примечания/синонимы	CAN; CAIN; IIAE9; NUP214
Вид	Человек
GeneID (человек)	8021
GeneID	8021
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в участке аминокислот 1251-1350 человеческого NUP214 (NP_005076.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35658
Молекулярная масса белка	214 кДа
Доставка	Аккумулятор холода