


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Nup35 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Nfh5

Артикул: CM0013808



введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против нуклеопорина NUP35 человека, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований ядерного порового комплекса и транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP35 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	MP44; NP44; MP-44; NUP53; NUP35
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	129401
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-326 человеческого NUP35 (NP_612142.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NFH5
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом