


Анти-Nup50 Кроличий Поликлональный Антитело - Q9UKX7

Артикул: CM0027310



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого NUP50 (Q9UKX7), для применения в Вестерн-блоттинге (WB), ИГХ (IHC-P) и ИФА (ELISA). Валидировано для образцов человека, мыши и крысы; подходит для изучения ядерных поровых комплексов и импорта белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP50 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	NPAP60; NPAP60L; NUP50
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10762
GeneID	10762
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKX7
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом