


Антикроличье Поликлональное Антитело Против Nup54 Для Вестерн-Блота, Ифа - Q7Z3B4

Артикул: CM0015308



введение

Антикроличье поликлональное антитело против NUP54, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает белок NUP54 человека, мыши и крысы (~55 кДа). Идеально подходит для исследований ядерных поровых комплексов и нуклеоцитоплазматического транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP54 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	NUP54
Вид	Человек
ID гена (человек)	53371
ID гена	53371
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-400 человеческого NUP54 (NP_059122.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z3B4
Молекулярная масса белка	55кДа
Доставка	Холодильный пакет