


Поликлональное Антитело К Nup85 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Bw27

Артикул: CM0013040



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка NUP85, компонента ядерной поры, участвующего в сборке ядерных поровых комплексов, экспорте РНК, митозе и хемотаксисе моноцитов. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP85 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Nup75; FROUNT; NPHS17; NUP85
Вид	Человек
GeneID (человек)	79902
GeneID	79902
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 427-656 человеческого белка NUP85 (NP_079120.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BW27
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом