


Кроличья Поликлональная Антитело Против Nup93 Для Вестерн-Блота, Ифа - Q8N1F7

Артикул: CM0027379



введение

Кроличья поликлональная антитело против NUP93 для Вестерн-блота (WB) и иммуноферментного анализа (ИФА). Обнаруживает NUP93 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сборки ядерно-порового комплекса и миграции подоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	NUP93 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	NIC96; NUP93
Вид	Человек
ID гена (человек)	9688
ID гена	9688
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 670-819 человеческого NUP93 (NP_055484.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N1F7
Молекулярная масса белка	93 кДа
Доставка	С ледяным пакетом