

Поликлональные Антитела Против Nup98 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - P52948

Артикул: CM0014393



введение

Эти кроличьи поликлональные антитела направлены на NUP98, белок ядерной поры, участвующий в ядерном транспорте. Валидированы для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА; распознают NUP98 человека и мыши, что делает их подходящими для изучения сборки ядерных пор и транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP98 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ADIR2; NUP96; NUP196; Nup98-96; NUP98
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4928
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 621-920 человеческого NUP98 (NP_624357.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P52948
Молекулярный вес белка	198 кДа
Доставка	В ледяном пакете