

Анти-Nup98 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb - P52948

Артикул: CM0007086



введение

NUP98 кроличье mAb, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает эндогенный NUP98 у человека, мыши и обезьяны. Необходимый инструмент для исследований транспорта и сборки ядерной поры.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP98 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ADIR2; NUP96; NUP196; Nup98-96; NUP98
Вид	Человек
ID гена	4928
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 712-863 человеческого NUP98 (NP_001352055.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Обезьяна
SWISS	P52948
Молекулярный вес белка	198 кДа
Доставка	В ледяном пакете