


Кроличья Моноклональная Антитела Против Nur77 (Валидированы По Кд) Для Вб И Ифа - P22736

Артикул: CM0006682



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела против человеческого NUR77 (NR4A1). Валидированы для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА, обладают перекрестной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходят для исследований сигнальных путей ядерных рецепторов и воспалительного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидированные по КД] кроличьи моноклональные антитела против NUR77
Примечания/алиасы	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77; [Валидированные по КД] NUR77
Вид	Человек
ID гена (человек)	3164
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 250-350 человеческого NUR77 (NP_002126.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P22736
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	С ледяным пакетом