


Кроличыи Поликлональные Антитела Против Nur77 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P22736

Артикул: CM0024922



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому NUR77 (NR4A1), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческим и мышиным белком. Подходят для изучения сигнального пути ядерных рецепторов, воспаления и апоптоза. Белок размером 64 кДа, поставляется в контейнерах со льдом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	NUR77 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77
Вид	Человек
GeneID (человек)	3164
GeneID	3164
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-400 человеческого NUR77 (NP_002126.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P22736
Молекулярная масса белка	64кДа
Условия доставки	Контейнер со льдом