

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Nutf2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P61970

Артикул: CM0013620



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого NUTF2 (NTF2/PP15), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Идеально подходит для исследований ядерно-цитоплазматического транспорта. Реагирует с антигенами человека и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NUTF2
Примечания/синонимы	NTF2; PP15; NTF-2; NUTF2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10204
Идентификатор гена	10204
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-127 человеческого NUTF2 (NP_005787.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P61970
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом