

Кроличья Моноклональная Антитело Против Nxf1 Для Wb, Ip, Elisa - Q9Ubu9

Артикул: CM0008727



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против NXF1 (TAP), валидированное для человеческих образцов в Вестерн-блоттинге (WB), иммунопреципитации (IP) и иммуноферментном анализе (ELISA). Направлено на ядерный фактор экспорта РНК 1, ключевой рецептор экспорта мРНК. Предсказанная молекулярная масса составляет 70 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело против NXF1 кролика
Примечания/Альтернативные названия	TAP; MEX67; NXF1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10482
ID гена	10482
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-92 человеческого NXF1 (Q9UBU9)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UBU9
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Холодильный пакет